

Návod k alkohol testeru Manta

Test alkoholu

1. Zmáčkněte a podržte zapínací tlačítko (Power), oranžový a červený indikátor se rozsvítí na několik sekund a poté zhasnou.
2. Jakmile se rozsvítí zelený indikátor, vdechněte do vdechovacího otvoru ze vzdálenosti cca 1cm po dobu cca 3 vteřin.
3. Výsledek (hladinu alkoholu) zjistíte následujícím způsobem:
 - Svítil zelený indikátor – pod 0,2 promile
 - Svítil žlutý indikátor – rozmezí 0,2 – 0,5 promile
 - Svítil červený indikátor – nad 0,5 promile

Upozornění

1. Po celou dobu testu držte zmáčkuté tlačítko POWER.
2. Po konzumaci alkoholu vyčkejte před testem nejméně 20 minut. Důvodem je že 20 minut je průměrná doba pro přechod alkoholu ze zažívacího traktu do krve a také dostatečná doba pro vyprcháání alkoholu z úst.
3. Po delší době nečinnosti nebo před prvním použitím testeru může být na povrchu alkoholového senzoru množství nečistot. V těchto případech přístroj potřebuje delší čas na přípravu k testu což se projeví delším svícením červeného a žlutého indikátoru. Zmáčkněte proto tlačítko POWER opakovaně několikrát za sebou.
4. Jsou-li baterie vybité, svítí při zahřívání přístroje červený a žlutý indikátor po neobvykle dlouhou dobu. Proto vyměňte baterie.

Svítilna

1. Přesunutím vypínače na boku testeru do polohy ON rozsvítíte svítilnu.
2. Přesunutím do polohy OFF svítilnu vypnete.
3. Nepoužívejte svítilnu v průběhu testování hladiny alkoholu.

Stopky

1. Stisknutím tlačítka <START/STOP> stopky spustíte. Dalším stisknutím je zastavíte.

2. Současným zmáčknutím tlačítek <HR> a <MIN> stopky vynulujete.

Parkovací hodiny

3. Tlačítka <HR> a <MIN> nastavíte hodiny a minuty.

4. Stisknutím tlačítka <START/STOP> spustíte odpočítávání nastavené doby. Dokud běží čas, můžete tlačítkem <MIN> odpočítávání kdykoli přerušit a znovu spustit.

5. Dvousekundový signál Vás upozorní 5 a 10 minut před vypršením času.

6. Upozornění na ukončení času trvá 60 sekund. Současným zmáčknutím tlačítek <HR> a <MIN> tento signál ukončíte předčasně.

7. Chcete-li odpočítávání vynulovat, zmáčkněte současně tlačítka <HR> a <MIN>.

Upozornění

- Pro dosažení přesných výsledků opakujte test nejdříve po 3 minutách.
- Nekuřte a nejezte 20 minut před testem.
- Nečistěte tester pomocí chemikálií.
- Pozor aby se do dýchacího otvoru s dechem nedostaly tekutiny.
- Nepoužívejte v blízkosti testeru dráždivé a těkavé látky, například barvy, insekticidy a rozpouštědla.
- Neumísťujte tester do uzavřeného prostředí s kontaminovaným ovzduším.
- Výsledek testu slouží pouze pro orientaci, nikoli pro úřední či oficiální měření. Výrobce ani dodavatel nenese za výsledky právní odpovědnost.
- Poškození čidla: Ihned po požití alkoholu Váš dech obsahuje mnohonásobně více alkoholu než je běžné. Takto vysoká koncentrace může vážně poškodit čidlo, které je nastaveno tak, aby dokázalo odlišit i nejjemnější rozdíly hladiny alkoholu. Jednoduše řečeno, čidlo můžete tímto způsobem snadno přehltnout.